



[Fiche technique]

Ceinture pelvienne Sam Sling II

Réf. 303100 - 303200 - 303300 - 303101

3 tailles disponibles: XS 69-114 cm, standard 81-127cm, XL 91-137 cm

Permet de stabiliser et réduire les fractures du bassin en toute sécurité et efficacement.

Ne possédant pas de pièces détachables, permet une utilisation facile en seulement 3 gestes, en moins d'une minute.

Blocage de la boucle « auto-stop » lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte (en fonction de la morphologie du patient).

Maintient une compression stable.

Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.

Arrière offrant peu d'adhérence, ce qui permet de faciliter les transferts.

Informations complémentaires

Vérifier qu'il n'y a aucun objet dans les poches ou au niveau du bassin de la victime.

Température de stockage : -18 à 60°C.

Caractéristiques techniques

Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Nylon, polypropylène, polyester, vinyle, uréthane, copolymère acétal, acier inoxydable. Sans latex.
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant. Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.
Entretien	Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Etanche	Non

Références

Réf. 303300	Ceinture pelvienne Sam Sling Small Dimensions : 69-114 cm Couleur : bleu / orange
Réf. 303100	Ceinture pelvienne Sam Sling Standard Dimensions : 81-127cm Couleur : bleu / orange
Réf. 303101	Ceinture pelvienne Sam Sling Standard Military Dimensions : 81-127cm Couleur : noir / vert militaire
Réf. 303200	Ceinture pelvienne Sam Sling Large Dimensions : 91-137 cm Couleur : bleu / orange

Photos

