



[Fiche technique]

Compresses de Gaze Stérilux® stériles

Réf. 970329

13 fils 12 épaisseurs 7,5 x 7,5cm**75 blisters de 2 compresses****Hartmann Stérilux**

Compresses de gaze hydrophile de coton, pliage chirurgical, bords rentrés.

Utilisées par des non professionnels et des professionnels de santé comme pansement primaire ou secondaire pour l'absorption de fluides corporels (par exemple les exsudats ou le sang), sur la peau, la peau lésée, les orifices naturels du corps ou les muqueuses.

Peuvent aussi être utilisées en combinaison avec des pommades ou du matériel de compression tel qu'un bandage pour une utilisation à long terme.

Peuvent être également utilisées à court terme dans le cadre d'interventions chirurgicales mineures.

Informations complémentaires

Boîte distributrice avec double ouverture (verticale et latérale) avec témoin de remplissage.

Fils chaîne / 10 cm : 70 +/- 4

Fils trame / 10 cm : 60 +/- 4

Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 35 N/5 cm

Charge minimale de rupture en trame : > ou = 20 N/5 cm

Temps d'immersion : < ou = 10 secondes

Perte à la dessiccation : < ou = 8 %

Absence de latex.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marque | Hartmann |
| Dimensions | Pliée 7.5 x 7.5 cm. Dépliée 29.3 x 23.7 cm |
| Caractéristiques produit | Dimensions : pliée 7.5 x 7.5 cm. dépliée 29.3 x 23.7 cm |
| Couleur | Blanc |
| Utilisation | Usage unique |
| Stérile | Non sterile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Gaze hydrophile de coton; |
| Unité de vente | Boite de 75 blisters de 2 compresses |
| Grammage | 17 |
| Garantie | 1 |
| Normes et Certification | EN 14079 |
| Instructions d'utilisation | Fixé sur le patient à l'aide d'une bande ou d'autres matériels de fixation. |
| Classification | Dispositif medical de classe 2a |
| Partie du corps | |
| Code SH | 3005901000 |
| Référence fabricant (MPN) | 416233 |

Photos

