

Certifié  
**10G**



[Fiche technique]

## Fixation 3 points pour portoir et brancard F2 et F3

Réf. 520090

Système d'ancrage à installer dans l'ambulance pour brancards de la gamme F2 et F3 de Ferno.

Mode de fixation au sol étudié pour maintenir les brancards dans une ambulance.

Composée d'un double verrouillage côté tête et d'un logement côté pieds supprimant tous les mouvements latéraux.

Conforme à l'EN1789 et 1865-1 si la fixation est utilisée avec un brancard de la gamme F2 ou F3.

Dispositif médical classe 1

## Informations complémentaires

Pour optimiser le guidage du brancard lors de son chargement, des guides plastiques sont ajoutés afin d'orienter le 3ème point dans son verrouillage.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 179 x 50 x 7,5 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Pour optimiser le guidage du brancard lors de son chargement, des guides plastiques sont ajoutés afin d'orienter le 3ème point dans son verrouillage.
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	11 Kg
<b>Normes et Certification</b>	Certifié EN 1789. Fixation 10G EN1865 (n° d'homologation SEP/13-003) si montée avec l'ensemble portoir + brancard FERNO F2 ou F3 en option (réf.520200, 520205, 520222 ou 520225).
<b>Entretien</b>	Laver à la main et à l'eau chaude avec un détergent léger. Utiliser une brosse à poil dur ou un solvant pour enlever les tâches. Sécher à l'air libre ou avec un chiffon.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	8708299000