



[Fiche technique]

## Marteau à réflexes Babinski

Réf. 291040

Utilisé pour tester la sensibilité cutanée et les réflexes ostéotendineux lors d'examens neurologiques.

Constitué d'un manche en acier de 25 cm.

Se visse sur une tête bordée par une rondelle de caoutchouc.

La tête peut être positionnée perpendiculairement ou parallèlement au manche selon les besoins du médecin.

## Caractéristiques techniques

**Dimensions** Longueur : 25 cm

Couleur Noir, Blanc, Gris

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

**Matière** Acier

Caoutchouc

Unité de vente A l'unité

Garantie 1

Instructions d'utilisation La percussion doit être brève et franche et réalisée sur un muscle relâché. La réaction du patient doit consister

en une contraction involontaire unique.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps