



[Fiche technique]

Mèches hémostatiques Coalgan

Réf. 307307

Tampon stérile hémostatique et cicatrisant.

Arrête le saignement dentaire et nasal et favorise la cicatrisation.

Adapté à tous y compris les femmes enceintes, les enfants et les bébés.

100% végétal.

Informations complémentaires

Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.

Température de stockage < 30°C.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur d'une mèche 4 cm
Caractéristiques produit	Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité. Température de stockage < 30°C.
Couleur	Vert D Eau, Blanc
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Fibre d'alginate de calcium (origine végétale).
Unité de vente	Boite de 5 mèches hémostatiques stériles en sachet individuel
Instructions d'utilisation	Torsader Coalgan pour obtenir une mèche compacte et introduire dans la narine. Pincer les 2 narines pendant 10 minutes. Laisser Coalgan au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.
Classification	Dispositif medical de classe 2b
Partie du corps	
Code SH	3005903100
Référence fabricant (MPN)	2110001126
Etanche	Non

Photos



Coalgan