



[Fiche technique]

Sac urinal avec substance absorbante Care Bag

Réf. 304771

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Boîte de 20

Sac urinal masculin avec un tampon super-absorbant et anti-odeurs gélifiant les matières et urines.

Remplace l'urinal plastique.

Permet d'uriner discrètement à tout moment.

Informations complémentaires

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Avec cordons de serrage coulissants.

Caractéristiques techniques

Marque	Cleanis
Dimensions	(Lxl) 38 x 16 cm. Epaisseur 40 µ
Caractéristiques produit	Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%. Avec cordons de serrage coulissants.
Couleur	Blanc
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) muni de doubles cordons de serrage. Tampon super-absorbant : support non-tissé à base de fluff (cellulose) et de Polymère Super-Absorbants (SAP)
Unité de vente	Lot de 20
Instructions d'utilisation	Mode d'emploi : 1. Ouvrir la boîte et prendre un sac 2. Déplier le sac, l'ouvrir et le tenir avec les mains 3. Uriner dans le sac 4. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ 5. Pour fermer, tirer les cordons de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre puis nouer Elimination : Risque de pollution après incinération : conforme à la législation. Aucun rejet de dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	5603149090
Référence fabricant (MPN)	7733993
Etanche	Non

Photos

