



[Fiche technique]

Station lave oeil murale DROP

Réf. 970490

Permet de neutraliser le liquide étranger et limiter toute complication ou lésion à l'œil. Elle trouvera facilement sa place sur le lieu de travail. Contient 2 flacons de solution stérile de 500 ml chacun.

Contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d'urgence des yeux.

DROP est thermoformé avec un couvercle transparent.

Se fixe facilement au mur par vis et chevilles, fournies avec le kit.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(LxIxp) : 41 x 32 x 7,5 cm
Couleur	Vert Clair, Vert Fonce
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,5 kg
Livré avec	2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-oeil ergonomiques et 1 miroir
Instructions d'utilisation	Tirez légèrement sur le couvercle transparent et laissez-le tomber vers le bas. Sortez une des bouteilles, tournez le bouchon de l'ocillère, le sceau de sécurité se brise et vous pouvez utiliser la solution. L'ocillère anatomique permet de diriger correctement le jet de solution, obtenant ainsi un lavage des yeux efficace et sans gaspillage.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	30065000

Photos

