



[Fiche technique]

Station murale lave oeil ouverte

Réf. 970471 - 970510

Station murale avec un pictogramme, un miroir et un plan d'urgence pour les yeux.
Spécialement adapté pour les postes de travail avec risques de blessures oculaires par produits chimiques ou corps étrangers.
Le PH neutral neutralise rapidement tous les acides et alcalins même les plus forts.
Le lave-oeil, solution stérile de chlorure de sodium à 0.9% rince l'œil des corps étrangers.

Informations complémentaires

Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Dimensions	(Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm
Caractéristiques produit	Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Livré avec	1 support pour fixation murale avec pictogrammes, 1 miroir sur support de fixation
Instructions d'utilisation	Il est conseillé après une application de pH Neutral, de rincer avec Lave-oeil Plum jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 970471	Lave oeil - Station murale ouverte avec pH Neutral
Réf. 970510	Lave oeil - Station murale ouverte avec 2 lave oeil

Photos

