



[Fiche technique]

Stéthoscope adulte standard double pavillon

Réf. 292161

Solution économique.

Permet d'écouter les sons à basse et haute fréquence avec le même stéthoscope.

Conçu pour être utilisé chez les adultes et au niveau pédiatrique.

Lyre en laiton avec ressort pour un meilleur maintien autour du cou.

Tubulure simple.

Pavillon léger à membrane Ø 45 mm et Ø 30 mm.

Embouts d'oreilles à visser.

Sans latex et sans nickel.

Informations complémentaires

Résistance température : -10°C à 40°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Comed
Caractéristiques produit	Résistance température : -10°C à 40°C.
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Lyre : laiton chromé Membrane : 100% PV chloride Tube : résine de PV Embouts : PE H 25% B 75% Récepteur : alu, magnésium, silicone, cuivre
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Mettre les embouts auriculaires dans les oreilles et apposer la membrane sur la partie à écouter.
Entretien	Après chaque utilisation désinfecter la partie mise en contact avec le patient. Les autres parties peuvent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne jamais immerger le stéthoscope dans une solution ou solvant chimique attaquant le PE et PV.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	43 655 41