



[Fiche technique]

Tensiomètre électrique automatique au bras UA 1020

Réf. 999016

Tensiomètre automatique compatible avec brassard pédiatrique et obèse.

Conçu pour faciliter la prise des mesures précises de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et la pression sanguine au quotidien.

Mesure rapide, silencieuse et oscillométrique.

Prise de mesure normale ou prise de mesure TriCheck : prise de mesures successives systole, diastole et pulsation .

Mémoire de 90 mesures + la moyenne.

Détection de rythmes cardiaques irréguliers = système exclusif IHB.

Détection de mauvais positionnement du brassard.

Détection de mouvement du corps ou du bras au cours de la mesure.

Affichage de la progression du gonflage, du niveau d'usure des piles, résultat sur 3 lignes.

Informations complémentaires

Plage de mesure :

-Tension : de 0 à 299 mmHg

-Pression systolique : de 60 à 279 mmHg

-Pression diastolique : 40 à 200 mmHg

-Poul : de 40 à 180 pulsations / minute

Précision de mesure :

-Pression : ± 3 mmHg

-Pouls : ± 5 %

Possibilité de prédéfinir le gonflage : 180/210/240 mmHg

Températures de fonctionnement : +10 à + 40°C (hum. rel. de 15 à 85%) de 800 à 1060 hPa

Températures de stockage / Transport : -20 à + 60°C (hum. rel. de 10 à 95%) de 700 à 1060 hPa

Indication de la date et de l'heure.

Arrêt automatique au bout de 3 minutes de non utilisation.

Peut être utilisé dans un environnement domestique ou de soin de santé.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) : 14 x 10,5 x 6 cm
Caractéristiques produit	Brassard écologique et anallergique
Couleur	Gris, Blanc
Alimentation	4 piles AA 1,5 V LR ou adaptateur secteur TB-233 (optionnel)
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	Environ 285 g sans les piles
Autonomie	Environ 1000 mesures, lorsque des piles alcalines AA sont utilisées, avec une valeur de tensions de 180 mmHg à une température ambiante de 23° C.
Livré avec	1 brassard adulte, 4 piles 1,5 V LR6, 1 pochette de transport, 1 manuel d'utilisation
Garantie	A vie pour le module (hors Brassard)
Indice de protection	IP 20
Entretien	Nettoyez l'appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau et un détergent neutre.
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 999011 - Brassard adulte pour tensiomètre UA851 Réf. 999012 - Brassard adulte obèse pour tensiomètre UA851, UA852 et UA 1020 Réf. 999013 - Brassard enfant pour tensiomètre UA851, UA852 et UA1020

Photos

