



[Fiche technique]

Attelle cervico-thoracique

Réf. 292184

Légère et solide.

Permet d'immobiliser une victime en cas de suspicion de traumatisme de la colonne vertébrale, tout en limitant les manipulations.

Partie supérieure du rachis parfaitement maintenue en extension, dans le bon alignement de l'axe "tête-cou-tronc", afin de limiter d'éventuelle aggravation lors du transfert de la victime sur un plan dur ou un matelas à dépression.

Idéal pour les interventions en milieux difficiles : véhicules, cavités naturelles, bâtiments difficiles d'accès. Armature de maintien constituée de lattes verticales rigides en bambou.

Plusieurs couleurs de sangles pour faciliter la pose : l'opérateur repère rapidement quelles extrémités il doit joindre.

Boucles à attache rapide.

Sangles frontale et mentonnière.

Coussin de nuque long pour soutenir confortablement le cou et la tête de la personne blessée.

Imperméable à l'eau.

Entièrement radiotransparente. Compatible IRM et scanner : absence totale de partie métallique.

Informations complémentaires

Armature avec 22 lattes en bambou étuvé : matériau très léger, rigide et solide.
Plusieurs longueurs : de 16 à 80 cm. Largeur d'une latte 2.5 cm. Epaisseur 0.8 cm.
Lattes recouvertes d'une enveloppe en toile enduite PVC. Couture entre les lattes. Finition par bordure nylon cousue.

Fixation par 5 sangles avec boucles à attache rapide. Ouverture rapide par pression sur les côtés de chaque boucle.
Serrage et desserrage par coulissement des sangles.
Sangles cousues sur l'attelle pour garantir la bonne résistance durant l'utilisation.
Plusieurs couleurs de sangles : 2 blanches, 1 jaune, 1 verte, 1 rouge.
Dimensions (lxl) : 3 sangles couleur 88 x 5 cm, 2 sangles blanches 139 x 5 cm.

Poignées : 3 sangles de portage (1 en tête et 2 latérales).
Sac de transport fermeture par velcro.
Poignée de portage en sangle cousue sur la longueur du sac, en position centrale.
Dimensions du sac (LxIxh) : 93 x 32 x 1 cm. Poids 326 g.
Coussin de nuque : 63 x 21 x 3 cm. Poids 304 g.
Température de stockage : -10°C à +50°C.

Possibilité de demander un marquage par sérigraphie en option sur l'attelle et/ou sur le sac de transport. Nous consulter.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	Dépliée : 83 cm x 81 cm. Pliée dans le sac 88 x 29 x 6 cm.
Caractéristiques produit	Armature avec 22 lattes en bambou étuvé : matériau très léger, rigide et solide. Plusieurs longueurs : de 16 à 80 cm. Largeur d'une latte 2.5 cm. Epaisseur 0.8 cm. Lattes recouvertes d'une enveloppe en toile enduite PVC. Couture entre les lattes. Finition par bordure nylon cousue. Fixation par 5 sangles avec boucles à attache rapide. Ouverture rapide par pression sur les côtés de chaque boucle. Serrage et desserrage par coulissement des sangles. Sangles cousues sur l'attelle pour garantir la bonne résistance durant l'utilisation. Plusieurs couleurs de sangles : 2 blanches, 1 jaune, 1 verte, 1 rouge. Dimensions (lxl) : 3 sangles couleur 88 x 5 cm, 2 sangles blanches 139 x 5 cm. Poignées : 3 sangles de portage (1 en tête et 2 latérales). Sac de transport fermeture par velcro. Poignée de portage en sangle cousue sur la longueur du sac, en position centrale. Dimensions du sac (LxIxh) : 93 x 32 x 1 cm. Poids 326 g. Coussin de nuque : 63 x 21 x 3 cm. Poids 304 g. Température de stockage : -10°C à +50°C. Possibilité de demander un marquage par sérigraphie en option sur l'attelle et/ou sur le sac de transport. Nous consulter.
Couleur	Bleu
Utilisation	Réutilisable

Conforme 10g	Non
Matière	Toile PVC Lattes en bambou Coussin de nuque intérieur mousse Sangles polypropylène
Poids	3.5 kg
Charge maximale admissible	160 kg
Livré avec	1 sangle frontale 1 sangle mentonnière 1 coussin de nuque 1 sac de transport
Entretien	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse. Rincer puis sécher avec un chiffon doux. Désinfection avec un produit désinfectant doux type médical. Attelle réutilisable : vérifier avant chaque nettoyage que l'attelle ne présente aucun dommage apparent ou une usure excessive. Dès que cela se produit, l'attelle ne doit plus être utilisée.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021101000
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Etanche	Non

Photos

