



[Fiche technique]

Barquette d'évacuation FERNO 71S

Réf. 507007

Démontable en 2 parties détachables de 108 cm de long chacune pour faciliter son rangement et son transport.

Idéale pour le dégagement de victimes dans les endroits inaccessibles aux brancards traditionnels.

Barquette treuillable et verticalisable avec matelas mousse plastifié amovible.

Confection en polyéthylène haute densité très résistant et cadre en aluminium.

Résiste aux produits chimiques, aux UV et à la corrosion.

Les glissières moulées et les poignées facilitent la manipulation de la barquette.

Encombrement minimum grâce à sa largeur de 62,5 cm.

12 poignées de portage, 8 sur le pourtour, 4 aux extrémités.

4 oeilletons laiton sertis pour la fixation de l'élingue de treuillage.

Cordage périphérique blanc pour fixation des sangles de victime (nombreuses possibilités)

4 trous de drainage pour laisser les liquides s'écouler, 2 au niveau de la tête, 2 au niveau des pieds.

L'utilisation d'une élingue (en option) peut faciliter et accélérer le montage d'une ligne de câblage pour connecter directement la barquette au câble de treuillage.

Informations complémentaires

2 parties détachables de 108 cm de long chacune, verrouillage par goupille métallique sécurisée.

Coque avec stabilisateur d'UV, épaisseur 6 mm.

Matelas mousse de 3 cm d'épaisseur soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité.

Tubes raidisseurs de gros diamètre pour 1 portage plus confortable et facile.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(Lxlxh) Déplié 218 x 62,5 x 19 cm. Plié 108 x 62,5 x 19 cm
Couleur	orange
Matière	Coque en polyéthylène haute densité thermoformée - Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes
Unité de vente	A l'unité sous film plastique et carton
Poids	11.4 kg
Charge maximale admissible	272 kg
Livré avec	1 enveloppe à l'intérieur de la barquette contenant 4 sangles de maintien 150 x 4,7 cm en 2 parties avec boucles métal automatiques, 1 cale-pieds et une notice
Garantie	1 an
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1.
Entretien	Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro Nettoyage à l'eau savonneuse ou avec un désinfectant doux du commerce Remplacement des sangles abîmées ou du matelas en mousse si nécessaire
Accessoires et Consommables	Réf. 507111 - Elingue de treuillage à inclinaison réglable Réf. 509506 - Sac de rangement pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507013 - Bouée de flottaison pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507012 - Bras perfusion pour 71 et 71S Réf. 507641 - Couverture patient compatible barquettes FERNO 71 et 71S

Photos

