



[Fiche technique]

Défibrillateur de formation C-Series Mindray

Réf. 290322 - 290323

Défibrillateur de formation Mindray BeneHeart

2 modèles : avec ou sans écran

Défibrillateur de formation conçu pour reproduire fidèlement le fonctionnement du BeneHeart et de se familiariser à son utilisation.

Dispose de 6 scénarios d'entraînement prédéfinis conformes aux normes de formation requises par les directives de l'AHA.

Peut simuler un choc électrique mais ne peut pas délivrer d'énergie, permettant de s'entraîner en toute sécurité.

Peut simuler les modes de défibrillation semi-automatiques et entièrement automatiques.

Livré avec une télécommande, facilitant le choix des différents scénarios de simulation par le formateur.

Informations complémentaires

Plusieurs langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, tchèque, roumain, hongrois, néerlandais, polonais, norvégien, suédois, danois, finlandais, bulgare, grec, hébreu, portugais, croate, lithuanien, estonien, islandais.

Caractéristiques techniques

Marque	Mindray
Dimensions	210 x 286 x 78 mm
Alimentation	DC12V - 8 piles type AA
Conforme 10g	Non
Poids	1.5 kg
Livré avec	Télécommande 1 paire d'électrodes adultes et câbles Manuel d'utilisation Sacoche de transport
Garantie	2 ans
Entretien	L'unité principale doit être nettoyée et désinfectée régulièrement. Cette procédure doit être renforcée dans les endroits particulièrement exposés à la pollution ou au sable. Les agents de nettoyages recommandés (optionnel) sont une solution à base de peroxyde d'hydrogène (3%) et d'éthanol (75%). Les électrodes doivent être conservées dans un endroit propre pour éviter la poussière, les substances huileuses, le matériel collant et autres contaminants, sinon la viscosité des patchs diminuera. Coller les patchs sur leur emballage d'origine plutôt que d'autres pour prolonger la durée de vie.
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 290322 DAE Trainer sans écran C1A

Réf. 290323 DAE Trainer avec écran C2

Photos

