




[Fiche technique]

Dérive anti-giration pour brancard Franco Garda

Réf. 343031

Système anti-giration sans lien avec le sol permettant de contrôler l'orientation du brancard Franco Garda lors de la phase d'hélicitreillage.

Le secouriste treuillé avec le brancard modifie la rotation induite par le souffle du rotor de l'appareil.

La dérive anti-giration est utilisable en stationnaire ou en translation.

Le montage et le démontage se font en quelques secondes, à droite ou à gauche du brancard suivant le positionnement du treuil sur l'hélicoptère.

L'ensemble est repliable pour réduire l'encombrement. Le brancard peut-être replié lorsque la dérive est installée.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc, Noir, Rouge
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	3,2 kg
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	3926909790
Référence fabricant (MPN)	PFFG013