



[Fiche technique]

Electrodes pédiatriques (la paire) pour défibrillateur G3

Réf. 282182

Compatibles avec le défibrillateur automatique et semi-automatique G3 Elite.

Adaptées aux technologies d'onde monophasique et biphasique.

Electrodes non-polarisées et interchangeable.

Electrodes pédiatriques de défibrillation pour DSA ou DA Powerheart G3.

La taille des électrodes est spécifiquement conçue pour s'adapter aux caractéristiques physiques des enfants.

Dispositif médical classe 2b

Informations complémentaires

- Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.
- Placement des électrodes pédiatriques recommandé: antérieur/postérieur (ou poitrine/dos - comme indiqué sur les électrodes pédiatriques).
- Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placée sur la poitrine du patient ou dans le dos).
- Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none">• Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.• Placement des électrodes pédiatriques recommandé: antérieur/postérieur (ou poitrine/dos - comme indiqué sur les électrodes pédiatriques).• Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placée sur la poitrine du patient ou dans le dos).• Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.
Couleur	Blanc, Bleu Clair
Gamme	Powerheart G3 et G3 Plus - DAE et DSA
Conforme 10g	Non
Taille âge	Enfant
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Dispositif médical de classe 2b
Partie du corps	
Code SH	9018199000

Photos

