



[Fiche technique]

Garrot tourniquet de formation SOF TACTICAL

Réf. 303338

Garrot tourniquet de formation Sof Tactical

Conçu à des fins de formation à la pose d'un garrot tourniquet pour l'arrêt rapide des saignements en toute circonstance.

Réplique du garrot SOF-Tactical noir ou orange.

Très pratique, peut se poser avec une seule main sur soi-même ou sur un patient.

Fabriqués avec des matériaux de haute résistance permettant de rester efficace après des centaines de formations.

Vis de réglage de sécurité en acier empêchant tout desserrage accidentel de la pression.

Système de blocage double pour une garantie du maintien continu du garrot, même lors de mouvement de la victime.

Spécialement développé pour obtenir une efficacité à l'épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté.

Informations complémentaires

Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille.

Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Emballé 15.2 x 5 x 5 cm
Caractéristiques produit	Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille. Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement. Dimensions emballé : 15.2 x 5 x 5 cm
Couleur	Bleu
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Vis en acier
Unité de vente	1
Poids	200 g
Instructions d'utilisation	Glissez par-dessus le membre, au-dessus de la blessure. Tirez fermement sur l'extérieur. Tournez la poignée jusqu'à ce que le saignement s'arrête. En option : fixer le clip de manière temporaire. Bloquer et sécuriser en triangle. Notez l'heure de la mise en place.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	EMD 84-0011