



[Fiche technique]

## Garrot tourniquet TMT à velcro

Réf. 303332

### Garrot à velcro.

Conçu pour contrôler le débit sanguin, stopper les hémorragies importantes d'un membre.

Très pratique, peut se poser en 30 secondes à une seule main sur soi-même ou sur un patient.

Applicable sur différentes formes de membres, entre 14,6 cm et 96 cm.

Bande plus large pour une occlusion à basse pression et un confort accru.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants.

Système de blocage double pour une garantie du maintien continu du garrot, même lors de mouvements de la victime.

Peut-être apposé sur un bandage ou un pansement nécessitant une pression minimum pour arrêter une hémorragie.

Développé à la demande de L'armée Américaine.

## Informations complémentaires

Doté d'une étiquette sur la bande permettant de noter l'heure de pose.

Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement lors d'interventions.

Largeur bande 5 cm.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Emballé 14 x 5 x 6 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Doté d'une étiquette sur la bande permettant de noter l'heure de pose. Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement lors d'interventions. Largeur bande 5 cm. dimensions emballé : 14 x 5 x 6 cm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Parties plastique en résine acétyle copolymérique avec additif de protection IR/UV.
<b>Unité de vente</b>	1
<b>Poids</b>	82 g
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90189000
<b>Etanche</b>	Non

## Photos

