



[Fiche technique]

Lingettes Quick Wipes

Réf. 307702

Lingette désinfectante pour les dispositifs médicaux non immergeables

Imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

Sans rinçage, sur base éthanol, couvrant un large spectre d'activité en temps court.

Informations complémentaires

Sans colorant, sans aldéhyde, odeur thé citronné

Solution d'imprégnation : Ethanol (55%), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum

Solution d'imprégnation : 1,9ml d'ANIOSPRAY QUICK par lingette

Densité à +20°C : $\approx 0,9$

pH : 5.75 +/- 0.25

Stockage entre +5°C et +25°C

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Propriétés microbiologiques Actif sur :

Bactéries : EN 13727, EN 16615, EN 13697

Mycobactéries : EN 14348, EN 14563

Levures : EN 13624, EN 13697, EN 16615

Moisissures : EN 14562, EN 13624, EN 13697

Virus : Adenovirus, HIV, PRV, BVDV, Vaccinia virus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus, Norovirus, Calicivirus

Felin

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Dimensions	La lingette 130 x 190 mm
Caractéristiques produit	<p>Sans colorant, sans aldéhyde, odeur thé citroné Solution d'imprégnation : Ethanol (55%), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum Solution d'imprégnation : 1,9ml d'ANIOSPRAY QUICK par lingette Densité à +20°C : ≈ 0,9 pH : 5.75 +/- 0.25 Stockage entre +5°C et +25°C Utiliser dans les 3 mois après ouverture</p> <p>Propriétés microbiologiques Actif sur : Bactéries : EN 13727, EN 16615, EN 13697 Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 Levures : EN 13624, EN 13697, EN 16615 Moisissures : EN 14562, EN 13624, EN 13697 Virus : Adenovirus, HIV, PRV, BVDV, Vaccinia virus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus, Nrovirus, Calicivirus Felin</p>
Couleur	limpide incolore
Utilisation	Usage unique
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Composition : cellulose, viscosse, liant acrylique (spunlace 23gr/m ²)
Unité de vente	Boite de 120 lingettes
Poids	298 g
Normes et Certification	EN 13727, EN 16615, EN 13697 EN 14348, EN 14563 EN 13624, EN 14562
Instructions d'utilisation	<p>Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Laisser agir 30 secondes au minimum.</p> <p>Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau.</p> <p>Utiliser dans les 3 mois après ouverture.</p>
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	380894909009
Référence fabricant (MPN)	2333421ZS
Code ONU	3175