



[Fiche technique]

Mèches hémostatiques Coalgan

Réf. 307307

Tampon stérile hémostatique et cicatrisant.

Arrête le saignement dentaire et nasal et favorise la cicatisation.

Adapté à tous y compris les femmes enceintes, les enfants et les bébés.

100% végétal.

Informations complémentaires

Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.

Température de stockage < 30°C.



Caractéristiques techniques

Dimensions Longueur d'une mèche 4 cm

Caractéristiques produit Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.

Température de stockage < 30°C.

Couleur Vert D Eau, Blanc

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Fibre d'alginate de calcium (origine végétale).

Unité de vente Boite de 5 mèches hémostatiques stériles en sachet individuel

Garantie

Instructions d'utilisation Torsader Coalgan pour obtenir une mèche compacte et introduire dans la narine.

Pincer les 2 narines pendant 10 minutes.

Laisser Coalgan au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.

Classification Dispositif medical de classe 2b

Partie du corps

 Code SH
 3005903100

 Référence fabricant (MPN)
 2110001126

Etanche Non

Photos



Coalgan