



[Fiche technique]

Pansement absorbant non stérile Zetuvit

Réf. 304510 - 304520 - 304521 - 304525 - 304526
- 304540 - 304782

Pansement très absorbant, recouvert d'un non tissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.
Pour le soin des plaies à fortes sécrétions.

Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie.

Voile hydrophobe de couleur bleue pour empêcher les fuites tout en favorisant les échanges gazeux.

Se compose de 4 couches successives : enveloppe soyeuse double-couches non-adhésif, couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions, couche absorbante en flocons de cellulose doux et au dos, une couche de cellulose respirante empêchant le passage des sécrétions.

Informations complémentaires

Capacité d'absorption élevée : 8,5 g/g de cellulose.

A utiliser dans les 5 années après la fabrication.

Caractéristiques techniques

Marque	Hartmann
Gamme	Zetuvit
Stérile	Non Stérile
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 304510	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 10 x 10 cm Unité de vente : Boîte de 50
Réf. 304521	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 15 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
Réf. 304520	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 10 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
Réf. 304782	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 20 cm Unité de vente : Boîte de 50
Réf. 304526	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 25 cm Unité de vente : Boîte de 50
Réf. 304540	Pansement absorbant ZETUVIT E Non stérile - 20 x 40 cm Unité de vente : Boîte de 30