



[Fiche technique]

Poche de froid instantané

Réf. 304815

Réaction chimique par percussion pour un froid instantané. La température atteint -5 °C et conserve cette valeur négative pendant au moins 30 minutes.

Indiqué en cas d'hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie...

Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.

Ensuite, agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer la pochette sur la partie à traiter.

Destiné exclusivement à un usage externe. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Sachet avec triple soudures pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Plusieurs couches permettent d'éviter la condensation.

Informations complémentaires

Durée d'efficacité : environ 30 min selon la température des corps en contact

Durée de vie du produit : 5 ans.

Stockage: A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des étincelles.



Caractéristiques techniques

Marque Dispotech

Dimensions de la pochette : 14 x 18 cm

Caractéristiques produit Durée d'efficacité : environ 30 min selon la température des corps en contact

Durée de vie du produit : 5 ans.

Stockage: A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des

étincelles

Couleur Blanc, Bleu, Vert

Utilisation Usage unique

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Composition : Urée, chlorure d'ammonium et eau. Sac externe en polyéthylène avec thermosoudure,

imperméabilité et résistance

Unité de vente à l'unité

Entretien Stockage: A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des

étincelles.

Classification Dispositif medical de classe 2a

Partie du corps

Code SH 30059099

Référence fabricant (MPN) EASY ICE PE -1 X 1

Poids du produit 0.216

Photos



