



[Fiche technique]

Station murale ouverte

Réf. 970471 - 970510

Station murale avec un pictogramme, un miroir et un plan d'urgence pour les yeux.
Spécialement adapté pour les postes de travail avec risques de blessures oculaires par produits chimiques ou corps étrangers.

Le PH neutral neutralise rapidement tous les acides et alcalins même les plus forts.

Le lave-oeil, solution stérile de chlorure de sodium à 0.9% rince l'oeil des corps étrangers.

Informations complémentaires

Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Dimensions	(Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Livré avec	1 support pour fixation murale avec pictogrammes, 1 miroir sur support de fixation
Instructions d'utilisation	Il est conseillé après une application de pH Neutral, de rincer avec Lave-oeil Plum jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s

Références

- Réf. 970471** Lave oeil - Station murale ouverte avec pH Neutral
- Réf. 970510** Lave oeil - Station murale ouverte avec 2 lave oeil

Photos



Station lave oeil PLUM PH
NEUTRAL 200 ml et Lave oeil
500 ml Réf. 970471

Station lave oeil PLUM avec 2
flacon de lave oeil 500 ml
(970510)