



[Fiche technique]

## **Stéthoscope adulte standard double pavillon**

Réf. 292161

### **Solution économique.**

Permet d'écouter les sons à basse et haute fréquence avec le même stéthoscope.

Conçu pour être utilisé chez les adultes et au niveau pédiatrique.

Lyre en laiton avec ressort pour un meilleur maintien autour du cou.

Tubulure simple.

Pavillon léger à membrane Ø 45 mm et Ø 30 mm.

Embouts d'oreilles à visser.

Sans latex et sans nickel.

## **Informations complémentaires**

Résistance température : -10°C à 40°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Comed
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matière</b>	Lyre : laiton chromé Membrane : 100% PV chloride Tube : résine de PV Embouts : PE H 25% B 75% Récepteur : alu, magnésium, silicone, cuivre
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mettre les embouts auriculaires dans les oreilles et apposer la membrane sur la partie à écouter.
<b>Entretien</b>	Après chaque utilisation désinfecter la partie mise en contact avec le patient. Les autres parties peuvent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne jamais immerger le stéthoscope dans une solution ou solvant chimique attaquant le PE et PV.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1