

[Fiche technique]



## Thermomètre digital électronique Thermocolor

Réf. 293013

**Permet d'obtenir une température précise de manière rapide. Lecture facile grâce à son écran. Utilisation rectale, orale ou axillaire.**

Permet l'obtention d'une température précise rapidement.

Ecran permettant une lecture facile.

Utilisation orale, rectale ou axillaire.

Thermomètre rigide.

Alarme sonore en fin de mesure.

## Informations complémentaires

Conditions d'utilisation :  $+0^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < +50^{\circ}\text{C}$  avec une humidité relative de 30~85%

Conditions de transport et stockage :  $-10^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < +60^{\circ}\text{C}$  avec une humidité relative de 10~83%

Précision : + ou - 0,1 °C.

Plage de mesure : 32 °C à 42 °C.

Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation.

Résistant aux éclaboussures.

Mémorisation automatique de la dernière mesure.

Indicateur visuel de batterie faible.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 12,7 x 18 x 1 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Conditions d'utilisation : +0°C < T° < +50°C avec une humidité relative de 30~85% Conditions de transport et stockage : -10°C < T° < +60°C avec une humidité relative de 10~83% Précision : + ou - 0,1 °C. Plage de mesure : 32 °C à 42 °C. Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation. Résistant aux éclaboussures. Mémorisation automatique de la dernière mesure. Indicateur visuel de batterie faible.
<b>Couleur</b>	Rose
<b>Alimentation</b>	1 pile 1.5V LR41/SR4
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	Sous étui rigide
<b>Poids</b>	10,5 g
<b>Autonomie</b>	100 heures ou 1000 mesures
<b>Garantie</b>	24
<b>Normes et Certification</b>	CE EN12470-3 : 2000 ASTM E-1112 CE 93/42 CEE
<b>Instructions d'utilisation</b>	Appuyer sur le bouton M/A, un bip indique l'allumage Le signe °C clignote, le thermomètre est prêt à prendre la température Dès la stabilisation de la température après environ 30 secondes, une série de bips signale la fin de la mesure : la température s'affiche sur l'écran
<b>Entretien</b>	Désinfecter la tête de mesure après chaque utilisation avec de l'alcool dilué
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90251920
<b>Poids du produit</b>	0.01