



[Fiche technique]

**Adhésifs patient pour CPR Meter**

Réf. 400501

Adhésifs à usage unique à utiliser avec le CPR-Meter.

Ne craint pas les chocs d'un défibrillateur.

Utilisation sur un enfant de plus de 8 ans et/ou de plus de 25 kg.

A appliquer sur le torse nu de la victime.

A utiliser uniquement par des secouristes formés et opérationnels.

Eviter le contact prolongé au soleil.

**Caractéristiques techniques**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Couleur</b>         | Vert, Jaune             |
| <b>Conforme 10g</b>    | Non                     |
| <b>Unité de vente</b>  | 3 Boites de 10 Adhésifs |
| <b>Classification</b>  | Non concerne            |
| <b>Partie du corps</b> |                         |
| <b>Code SH</b>         | 90189084                |