



[Fiche technique]

**Bras support de perfusion pour F2**

Réf. 520030

Support de perfusion télescopique réalisé en acier et en aluminium. Il vient se ranger dans les encoches du brancard situées sous la couche. Pour monter le bras à perfusion, il suffit de le positionner dans les supports prévus à cet effet sur le brancard. Positionnement simple, rapide et sans outil.

**Caractéristiques techniques**

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3917229000