



[Fiche technique]

## **Brassard Clinic Décontaminable**

Réf. 292215 - 292216 - 292217

### **Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic**

Conçu pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales.

Utilisé quotidiennement dans le cadre des isolements septiques et de la lutte contre les épidémies.

Brassard décontaminable par immersion.

Fermeture par velcro.

Poche gonflable/sans latex.

Connecteur 1/4 tour femelle.

Tubulure du brassard équipée de connecteur avec obturateur ou clamp pour le lavage.

## **Informations complémentaires**

Fermeture par velcro.

Poche gonflable/sans latex.

Connecteur 1/4 tour femelle.

Tubulure du brassard équipée de connecteur avec obturateur ou clamp pour le lavage.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Spengler
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Brassard en polymex (nylon traité polyuréthane) Tube en PVC
<b>Poids</b>	165 g
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	Raccorder le raccord femelle du brassard au raccord mâle du tensionmètre puis positionner le brassard autour du bras du patient
<b>Entretien</b>	Nettoyage/pré-désinfection : immerger dans une solution préconisée pendant 5 min, rincer et sécher Désinfection : vaporiser de l'alcool sur toute la surface et sécher Lavage : en machine à 40° C. (brassard fermé)
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1
<b>Partie du corps</b>	

## Références

<b>Réf. 292217</b>	Brassard Clinic enfant - Taille S Poids : 102 g
<b>Réf. 292216</b>	Brassard Clinic adulte - Taille M Poids : 129 g
<b>Réf. 292215</b>	Brassard Clinic adulte - Taille L Poids : 166 g