



[Fiche technique]

Chaise portoir Janett avec poignée télescopique

Réf. 359374

Compacte et très pratique.

Pliage et dépliage en 1 seconde.

Ergonomique, confortable et très maniable grâce à ses grandes roues arrières et avant. Le patient est sécurisé et rassuré par la présence du repose-pieds équipé d'une bande anti-dérapante.

La toile PVC déhoussable est confortable et facilite le nettoyage et la désinfection de la chaise.

Présence d'une grande pochette à soufflet pour les documents et effets personnels ainsi que deux poignées permettant de transporter la chaise pliée.

Équipée de 2 poignées arrières et 2 poignées avant télescopiques, permettant un transport plus confortable.

Grandes roues avant pivotantes de 100 mm de diamètre.

Grandes roues arrières munies de freins facilement actionnables de 125 mm de diamètre.

Barre de basculement arrière avec bande anti dérapante facilitant la mise en œuvre de la chaise.

Conforme EN1865.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Caractéristiques produit	Dimensions (Lxpxh) Avec accoudoirs : Pliée 55,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 55,5 x 71,5 x 92,1 cm . Sans accoudoir : Pliée 49,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 49,5 x 71,5 x 92,1 cm
Couleur	Gris, Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	Cadre en aluminium haute qualité Toile PVC traitée non feu (M2)
Charge maximale admissible	170
Livré avec	Toile à soufflet, 2 sangles de maintien 2 parties à boucle plastique.
Normes et Certification	EN 1865
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	41001
Etanche	Non

Photos



chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique



Poignées
rentrées

chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique



Poignées
sorties

chaise portoir janett poignée
télescopique



chaise portoir janett poignée
télescopique