



[Fiche technique]

Chaise portoir pliante 4 roues S-242 Ferno avec anneaux pour harnais

Réf. 503012

Chaise de transport pliante EN1865 Ferno-S242

Les avantages: transfert patient pmr ou espaces restreints.

La véritable chaise Ferno, ergonomique, fiable et solide.

La référence dans le monde de l'urgence.

La seule chaise permettant un déplacement plus aisé sur sol irrégulier.

Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement en 2 secondes.

Toile en vinyle enduit remplaçable et facilement lavable.

4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure : 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues pivotantes freinées à l'avant.

1 repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur de série.

4 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.

Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Anneaux permettant la fixation d'un harnais de portage.

Dispositif médical classe 1

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Dépliée (hxlxp) 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lpx) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrières 120 mm / avant 80 mm.
Caractéristiques produit	Dimensions : dépliée (hxlxp) 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lpx) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrières 120 mm / avant 80 mm.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Structure en aluminium anodisé Toile en vinyle orange enduit anti-feu M1 Sangles en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	9.4 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastiques (livrées montées)
Normes et Certification	EN 1865-4-2012
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40°C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	503012
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 1844 - Harnais d'aide au portage

Photos

