



[Fiche technique]

## DSA de formation AED Plus ZOLL

Réf. 290295

Défibrillateur semi-automatique de formation AED PLUS pour faire fonctionner l'appareil dans des conditions réalistes, en appliquant les scénarios de formation recommandés par l'AHA et l'ERC.

Bouton Pause permettant à l'instructeur d'arrêter complètement la réanimation, de s'entretenir avec l'étudiant, puis de reprendre la réanimation simulée exactement là où il l'a arrêtée.

## Informations complémentaires

Permet de simuler des situations très réalistes. Par ailleurs, les pictogrammes en face avant du produit offrent un rappel des différentes étapes de la chaîne de survie.

Reproduction factice de l'écran affichant des informations importantes : temps écoulé, conseil de défibrillation, nombres de chocs délivrés.

Le couvercle peut servir d'oreiller pour la personne qui simule le rôle de la victime.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	ZOLL Medical France
<b>Dimensions</b>	(hxlxp) 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Permet de simuler des situations très réalistes. Par ailleurs, les pictogrammes en face avant du produit offrent un rappel des différentes étapes de la chaîne de survie.</p> <p>Reproduction factice de l'écran affichant des informations importantes : temps écoulé, conseil de défibrillation, nombres de chocs délivrés.</p> <p>Le couvercle peut servir d'oreiller pour la personne qui simule le rôle de la victime.</p>
<b>Couleur</b>	Vert Clair
<b>Alimentation</b>	4 piles D incluses pour le défibrillateur (utilisable pendant plus de 100 heures de formation), 2 piles AA incluses pour la télécommande.
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Livré avec</b>	1 télécommande sans fil, 4 piles D, 2 piles AA, 1 électrode de formation CPRD, 1 guide de l'opérateur
<b>Garantie</b>	1
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9023008090
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	8008-0050-02
<b>Étanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	<p>Réf. 290283 - Electrodes pour défibrillateur de formation Zoll Stat Padz II adultes (boîte de 6 paires)</p> <p>Réf. 290289 - Electrodes de formation Pedipadz II (la boîte de 6 paires)</p> <p>Réf. 290282 - Electrodes pour défibrillateur de formation Zoll CPRD adultes (la paire)</p> <p>Réf. 290296 - Gel adhésif pour électrodes CPRD de formation</p>