



[Fiche technique]

Quikclot Combat Gauze de Formation

Réf. 304071

Pansement hémostatique de formation.
Permet l'apprentissage des gestes à réaliser pour la pose d'un pansement Quikclot Combat Gauze : bande de gaze pour contrôle rapide d'une hémorragie.

Caractéristiques techniques

Marque	Quikclot
Dimensions	Bande de gaze (L x l) : 3.65 m x 7.6 cm
Couleur	Bleu Brillant
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	22.7 g
Instructions d'utilisation	Pour s'entraîner : Mettre en place le pansement Quikclot de formation pour stopper l'hémorragie. Appliquer une compression de quelques minutes avant la pose d'un pansement compressif.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	3005901000
Référence fabricant (MPN)	273
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 333308 - Sang artificiel normal - 500ml Réf. 333032 - Sang artificiel normal 125

Photos

