



[Fiche technique]

**Sang artificiel liquide - 500 ml**

Réf. 333328

**Le sang artificiel de type liquide sert à imiter soit une hémorragie, soit un impact de balle (par exemple sur un tissu) ou encore une blessure venant d'être réalisée.**

Le sang artificiel de type liquide sert à imiter soit une hémorragie, soit un impact de balle (par exemple sur un tissu) ou encore une blessure venant d'être réalisée.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche. Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.
<b>Couleur</b>	Rouge Sang
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2003/L
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



sang artificiel liquide 500ml



sang artificiel liquide 500ml



sang artificiel liquide 500ml



sang artificiel liquide 500ml



sang artificiel liquide 500ml



sang artificiel liquide 500ml



Réf. 333328  
sang artificiel liquide

Réf. 333329  
sang artificiel épais

Réf. 333325  
sang coagulé

Réf. 333326  
sang gélifié

sang