



[Fiche technique]

Sang artificiel normal - 500ml

Réf. 333308

Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.

Contenance 500

Le sang artificiel de type normal sert à imiter soit un impact de balle (par exemple sur un tissu) ou encore une blessure venant d'être réalisée.

Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche. Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.
Couleur	Rouge Sang
Volume	Bouteille de 500 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2003/N

Photos

