



[Fiche technique]

## Sang gélifié en tube de 30 g

Réf. 333301

### Le sang gélifié utilisé pour donner un effet de chair à vif

Donne un effet chair à vif. Il se travaille en transparence ou en épaisseur.

Ne s'effile pas et ne colle pas.

Tube de 0,035L soit 30 g.

## Informations complémentaires

Il se nettoie à l'eau tiède.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Produit alimentaire. Sans parabène. Déposer le sang gélifié dans une petite cavité réalisé avec le Plasto-Nat (préalablement coloré aux fards crème) et imbiber le tout de sang artificiel.
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Volume</b>	Tube de 35 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, Carbomère, Phénoxyéthanol, Sulfate de sodium, Chlorphénésine
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Garantie</b>	1
<b>Normes et Certification</b>	European Cosmetics Directive 1223/2009 CE
<b>Entretien</b>	Il ne tâche pas et se nettoie à l'eau tiède ou avec du cleaner.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2130

## Photos

