



[Fiche technique]

Simulation de fracture ouverte du tibia

Réf. 333021

Très réalistes, souples, avec bords fins et transparents, les fausses plaies sont mises en place très rapidement : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Etanche	Non