



[Fiche technique]

Adhésifs patient pour CPR Meter

Réf. 400501

Adhésifs à usage unique à utiliser avec le CPR-Meter.

Ne craint pas les chocs d'un défibrillateur.

Utilisation sur un enfant de plus de 8 ans et/ou de plus de 25 kg.

A appliquer sur le torse nu de la victime.

A utiliser uniquement par des secouristes formés et opérationnels.

Eviter le contact prolongé au soleil.

Caractéristiques techniques

Couleur	Vert, Jaune
Conforme 10g	Non
Unité de vente	3 Boîtes de 10 Adhésifs
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	90189084
Référence fabricant (MPN)	801-10850