



[Fiche technique]

## Attache chevilles monobloc SALVAFIX

Réf. 503974

### Contention de sécurité à fermeture magnétique.

Système d'attache sûr, rapide et efficace.

Système utilisé pour l'immobilisation des patients agités.

Utilisé pour fixer les chevilles au cadre du lit ou du brancard.

Permet un positionnement avec les jambes toujours dans l'axe du corps.

Fermeture magnétique ne pouvant être ouverte qu'avec la clé magnétique de la gamme Salvafix.

## Informations complémentaires

Parties matelassées de protection épaisses et enveloppantes.

Produit inflammable.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Tour de cheville : 18 - 28 cm.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Matière</b>	100% polyester. Absence de latex, de phtalates et de produit d'origine animale ou biologique.
<b>Taille lettre</b>	M / L
<b>Livré avec</b>	4 systèmes de fermeture magnétique avec 1 clé.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Produit utilisé uniquement sur prescription médicale. Veillez à ce que la clé magnétique soit éloignée d'au moins 15 cm chez des patients avec régulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence ou un risque de tachycardie.
<b>Entretien</b>	Avant le lavage retirer les fermetures et la clé. Nettoyage en machine à 90° C maximum. Séchage en machine à une température modérée. Passage en tunnel de lavage possible. Nettoyer régulièrement la partie crochet de la fermeture « velcro » avec une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1
<b>Autres options disponibles</b>	Autres tailles disponible sur demande : 13 - 18 cm = S 18 - 24 cm = M 24 - 28 cm = L 28 - 34 cm = XL
<b>Lavable</b>	Oui
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 503976 - Clé magnétique bleue gamme SALVAFIX Réf. 503977 - Fermeture magnétique gamme SALVAFIX.

## Photos



Sangle 216cm avec 2 attaches chevilles cousues, 4 fermetures magnétiques, une clé



VENTE EXCLUSIVE AUX  
PROFESSIONNELS titulaires  
d'une immatriculation RPPS -  
SMSP