

[Fiche technique]

## Barquette d'évacuation FERNO 71S

Réf. 507007



**Démontable en 2 parties afin de faciliter son rangement et son transport.**

**Idéale pour le dégagement de victimes dans les endroits inaccessibles aux brancards traditionnels.**

Barquette treuillable et verticalisable avec matelas mousse plastifié amovible de 3 cm d'épaisseur, soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité.

Deux parties détachables de 108 cm de long chacune, verrouillage par goupille métallique sécurisée.

Coque avec stabilisateur d'UV, épaisseur 6mm. Résiste aux produits chimiques et à la corrosion.

Tubes raidisseurs de gros diamètre permettant un portage plus confortable et facile.

Glissières moulées et poignées facilitant la manipulation de la barquette.

12 poignées de portage, 8 sur le pourtour, 4 aux extrémités.

Encombrement minimum grâce à sa largeur de 62,5 cm.

4 oeillets laiton sertis pour la fixation de l'élingue de treuillage.

Cordage périphérique blanc pour fixation des sangles de victime (nombreuses possibilités).

4 trous de drainage pour laisser les liquides s'écouler, 2 au niveau de la tête, 2 au niveau des pieds.

L'utilisation d'une élingue (en option) peut faciliter et accélérer le montage d'une ligne de câblage pour connecter directement la barquette au câble de treuillage.

## Informations complémentaires

2 parties détachables de 108 cm de long chacune, verrouillage par goupille métallique sécurisée.

Coque avec stabilisateur d'UV, épaisseur 6 mm.

Matelas mousse de 3 cm d'épaisseur soudé haute fréquence pour une étanchéité parfaite et un entretien facilité.

Tubes raidisseurs de gros diamètre pour 1 portage plus confortable et facile.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ferno
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Déplié 218 x 62,5 x 19 cm. Plié 108 x 62,5 x 19 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions dépliée (Lxlxh) : 218 x 62,5 x 19 cm Dimensions pliée (Lxlxh) : 108 x 62,5 x 19 cm  Durée de vie maximale conseillée : 7 ans (en fonction des conditions d'utilisation et de stockage).
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Coque en polyéthylène haute densité thermoformée. Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité (sous film plastique et carton)
<b>Poids</b>	11.4 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	272
<b>Livré avec</b>	1 enveloppe à l'intérieur de la barquette contenant 4 sangles de maintien 150 x 4,7 cm en 2 parties avec boucles métal automatiques, 1 cale-pieds et une notice
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1.
<b>Entretien</b>	Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro Nettoyage à l'eau savonneuse ou avec un désinfectant doux du commerce Remplacement des sangles abîmées ou du matelas en mousse si nécessaire
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3926909790
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	0107101
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 507111 - Elingue de treillage à inclinaison réglable Réf. 509506 - Sac de rangement pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507013 - Bouée de flottaison pour barquette Ferno 71 et 71S Réf. 507012 - Bras perfusion pour 71 et 71S Réf. 507641 - Couverture patient compatible barquettes FERNO 71 et 71S

## Photos

---

