



[Fiche technique]

Chaise portoir 2 roues FERNO S-240

Réf. 503300

**Idéal pour transférer un patient, monter et descendre les escaliers.
Chaise robuste et fiable.**

Structure en aluminium avec toile démontable en vinyle bleu lavable.

Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement de 2 secondes.

2 roues à l'arrière à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.

1 repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur.

2 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.

Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Conforme EN1865.

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Couleur	Bleu
Matière	Structure en aluminium anodisé avec toile en vinyle bleu enduit anti-feu M1. Sangles en nylon.
Poids	9 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (Livrées montées).
Normes et Certification	Conforme à la norme EN 1865. Dispositif médical de classe 1
Entretien	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.