



[Fiche technique]

## **Comresse Medicomp non tissé non stérile - 7,5 x 7,5 cm**

Réf. 970302

Comresse pouvant être utilisée dans les cas suivants :

- comme pansement primaire sur la peau lésée,
- pour le nettoyage initial de la plaie et nettoyage de la peau saine ou lésée,
- pour l'application de produits sur les organes externes, par exemple les désinfectants et les pommades,
- comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies chroniques,
- pour la protection mécanique (rembourrage) des plaies,
- pour l'absorption des fluides corporels,
- comme barrière mécanique.

Ne pas utiliser pour les interventions chirurgicales.

## **Informations complémentaires**

Capacité d'absorption : 10 g/g environ.

Azurants optiques : absence.

Liants chimiques : absence.

Durée de vie de 5 ans.

Paquet de 100 compresses 4 plis.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Hartmann
<b>Dimensions</b>	Pliées : 7,5 x 7,5 cm - Dépliées : 15 x 15 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Capacité d'absorption : 10 g/g environ. Azurants optiques : absence. Liants chimiques : absence. Durée de vie de 5 ans. Paquet de 100 compresses 4 plis. Dimensions : pliées : 7,5 x 7,5 cm - dépliées : 15 x 15 cm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	67 % viscose - 33 % polyester. Absence de latex, de phtalates, de colophane.
<b>Unité de vente</b>	Boite de 100
<b>Grammage</b>	40 g/m <sup>2</sup>
<b>Normes et Certification</b>	ISO 9001 EN ISO 13485
<b>Entretien</b>	Conditions normales de conservation et de stockage : Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3005905000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	411843
<b>Etanche</b>	Non