



[Fiche technique]

Dosette de sérum physiologique 5 ml

Réf. 303776 - 303779 - 303781

Préconisées pour le lavage des fosses nasales, le lavage oculaire, l'hygiène auriculaire, comme solvant pour inhalation ou pour le nettoyage des plaies.

Informations complémentaires

Durée de vie : 3 ans.

Dosettes stériles sans agent conservateur.

Caractéristiques techniques

Utilisation	Usage unique
Stérile	Sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Eau purifiée q.s.p. 100 ml. chlorure de sodium 0,9%.
Instructions d'utilisation	Ne pas conserver après ouverture. Jeter le flacon après usage. Ne pas utiliser le flacon pour deux personnes différentes. Ne pas avaler. Détacher un récipient unidoses et l'ouvrir en tournant sa partie supérieure.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Format	Liquide
Partie du corps	

Références

- Réf. 303779** Dosette de sérum physiologique 5 ml - Boîte de 30 unidoses
Dimensions : 7 x 12 x 8 cm
- Réf. 303781** Dosette de sérum physiologique 5 ml - Boîte de 100 unidoses

Photos

