



[Fiche technique]

## **Electrode bouton Micropore pour monitoring**

Réf. 120072

### **Electrode pression ronde 50 mm pour moniteur multiparamétrique Innocare**

Electrode pression ronde 50 mm micropore à gel solide conducteur.

## **Informations complémentaires**

Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale.

Contact par senseur Ag/AgCl

Durée optimale d'utilisation : 48 heures.

Durée maximale d'utilisation : 72 heures.

Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication.

Tension résiduelle de la polarisation : < 5mV

Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : < 40 mV

Impédance à 10 Hz : < 500  $\Omega$

Dérive de tension après défibrillation : < 40 mV ou < 0,5 mV / s

Instabilité interne et bruit interne : < 150  $\mu$ V

Sans porosité au passage de l'air

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                  | ø 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caractéristiques produit</b>    | <p>Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale.<br/>Contact par senseur Ag/AgCl<br/>Durée optimale d'utilisation : 48 heures.<br/>Durée maximale d'utilisation : 72 heures.<br/>Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication.</p> <p>Tension résiduelle de la polarisation : &lt; 5mV<br/>Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : &lt; 40 mV<br/>Impédance à 10 Hz : &lt; 500 Ω<br/>Dérive de tension après défibrillation : &lt; 40 mV ou &lt; 0,5 mV / s<br/>Instabilité interne et bruit interne : &lt; 150 µV<br/>Sans porosité au passage de l'air</p> |
| <b>Couleur</b>                     | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Matière</b>                     | <p>Micropore<br/>Support en non tissé<br/>Adhésif acrylique</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unité de vente</b>              | Sachet de 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classification</b>              | Dispositif medical de classe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Partie du corps</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b>   | 26962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 422234 - Sachet de 10 adaptateurs double fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |