



[Fiche technique]

Electrodes pour défibrillateur de formation G5

Réf. 250806 - 250807

Electrodes de formation réutilisables pour l'usage avec le DEA de formation modèle G5 Powerheart^{MD}
Positionnement dessiné sur chaque électrode.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Dimensions	22 x 22 x 1 cm
Gamme	Powerheart G5 - Formation
Utilisation	Réutilisable

Références

Réf. 250806	Electrode adulte pour défibrillateur de formation G5 Poids : 70 g
Réf. 250807	Electrode pédiatrique pour défibrillateur de formation G5 Poids : 100 g

Photos



250806 adulte Electrodes pour
défibrillateur de formation G5



250807 pédiatrique Electrodes pour
défibrillateur de formation G5