



[Fiche technique]

Electrodes HS1 pédiatriques

Réf. 270702

Electrodes pour une utilisation pédiatrique du défibrillateur Heartstart HS1 Philips.

Pour la défibrillation des nourrissons et des enfants âgés de moins de 8 ans ou dont le poids est inférieur à 25 kg. Lorsque ces électrodes sont connectées au défibrillateur, celui-ci adapte en conséquence les instructions de RCP et limite le niveau d'énergie à 50 joules au lieu de 150 joules.

Facilement reconnaissables grâce à l'indication de poids du patient et l'icône en forme d'ourson.

Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Utilisation	Usage unique
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Accessoires et Consommables	Réf. 270703 - Batterie pour Heartstart HS1 et FRx Réf. 270701 - Electrodes HS1 adulte Réf. 270707 - Mallette de transport Slim HS1