



[Fiche technique]

## **Eponge pour Hématomes**

Réf. 333362

Cette éponge permet de réaliser un effet type hématome sur la peau.

Elle peut également être utilisée pour réaliser des gouttes de sueur.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Mousse de polyuréthane
<b>Entretien</b>	Après chaque utilisation, il faut laver l'éponge avec du savon de Marseille et bien la rincer.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	1061 / A
<b>Étanche</b>	Non
<b>Poids du produit</b>	0.006
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 120058 - Fard Crème Bleu Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 120061 - Fard Crème Jaune Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 120059 - Fard Crème Blanc Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 120057 - Fard Crème Rouge Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 120060 - Fard Crème Chair foncé Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 333034 - Fard Crème Rouge Sang Maqpro - Godet recharge 5 ml Réf. 333300 - Palette de fard crème 10 couleurs Réf. 333322 - Fard crème trio Jaune - Bleu - Rouge Sang Réf. 333323 - Fard crème trio Paleur - Rouge - Kaki Réf. 333352 - Fard crème trio rouge - pâleur - noir

## Photos



éponge pour hématomes



éponge pour hématomes



éponge pour hématomes