



[Fiche technique]

Quikclot Combat Gauze de Formation

Réf. 304071



Pansement hémostatique de formation.

Permet l'apprentissage des gestes à réaliser pour la pose d'un pansement Quikclot Combat Gauze : bande de gaze pour contrôle rapide d'une hémorragie.

Caractéristiques techniques

Marque	Quikclot
Dimensions	Bande de gaze (L x l) : 3.65 m x 7.6 cm
Poids	22.7 g
Instructions d'utilisation	Pour s'entraîner : Mettre en place le pansement Quikclot de formation pour stopper l'hémorragie. Appliquer une compression de quelques minutes avant la pose d'un pansement compressif.
Accessoires et Consommables	Réf. 333308 - Sang artificiel normal - 500 ml Réf. 333032 - Sang artificiel normal 125 ml

Photos



Special formation Pansement
hémostatique QuikClot Combat
Gauze