



[Fiche technique]

## Réservoir d'oxygène PVC pour insufflateur.

Réf. 248033

Réduit la consommation d'oxygène.

Permet d'accroître la concentration d'oxygène jusqu'à 100%.

### Informations complémentaires

Compatible avec les insufflateurs réutilisables :

- Adulte (ballon 1500 ml)
- Enfant (ballon 550ml)

Durée de vie : 3 ans après la date de fabrication.

### Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Matière</b>	PVC (sans latex).
<b>Unité de vente</b>	1
<b>Entretien</b>	Stockage dans un endroit propre et sec. Température de stockage : entre 15°C et 25°C. Humidité relative de stockage inférieure à 85 %.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 2a

## Photos

---



Réservoir d'oxygène PVC pour  
insufflateur



Réservoir d'oxygène PVC pour  
insufflateur