

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions | (Lxlxh) 14 x 9,5 x 0,6 cm |
| Caractéristiques produit | Dérivé purifié de la chitine de crevette. Durée de vie 5 ans. Stérilisation aux rayons gamma. Stockage à température ambiante. |
| Couleur | Blanc |
| Utilisation | Usage unique |
| Sterile | Sterile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Chitozane Sans Phtalate Sans latex |
| Poids | 21 g |
| Instructions d'utilisation | Porter des gants si possible. Enlever l'exédent de sang et verser immédiatement le contenu du sachet dans la plaie. Exercer une pression ferme sur la plaie recouverte de gaze pendant 5 minutes. |
| Entretien | Porter des gants si possible. Enlever l'exédent de sang et verser immédiatement le contenu du sachet dans la plaie. Exercer une pression ferme sur la plaie recouverte de gaze pendant 5 minutes. |
| Classification | Dispositif médical de classe 3 |
| Partie du corps | |
| Code SH | 3005900000 |
| Référence fabricant (MPN) | FG08830181 |
| Poids du produit | 0.021 |

Photos

