



[Fiche technique]

Sang artificiel normal 125

Réf. 333032

Faux sang permettant différentes simulations de blessures telles que des plaies fraîches, des impacts de balle..

Pour simulations de blessures. Le sang normal est utilisé pour simuler les impacts de balle ou une blessure fraîche.

Véritable couleur du sang. Ne pas diluer.

Peut-être mis en contact avec la peau et ne tache pas. Flacon de 0,125 L

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Volume	Flacon de 125 ml
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	

Photos

