



[Fiche technique]

## Sang artificiel normal - 500ml

Réf. 333308

**Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.**

### Contenance 500

Le sang artificiel de type normal sert à imiter soit un impact de balle (par exemple sur un tissu) ou encore une blessure venant d'être réalisée.

## Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche.</p> <p>Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.</p>
<b>Couleur</b>	Rouge Sang
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Volume</b>	Bouteille de 500 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Garantie</b>	1
<b>Entretien</b>	Le sang artificiel ne tâche pas et se nettoie à l'eau froide tant sur la peau que sur les vêtements.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2003/N
<b>Etanche</b>	Non
<b>Poids du produit</b>	0.578

## Photos

